


## Portfolio produktów neria®

Portfolio produktów neria® w terapii bólu zawiera różne rodzaje podskórnych zestawów infuzyjnych z łącznikiem luer-lock. Produkty neria® i neria® soft są przebadane w kierunku podawania leków opioidowych i posiadają testy zgodności z tymi terapiami. Dzięki optymalnej konstrukcji drenu, minimalizują ilość niewykorzystanego leku.

Specyfikacja produktu	neria®	neria® soft
Kaniula	Stal nierdzewna	Miękka
Kąt wkłucia	90 stopni	20-45 stopni
Czas stosowania	48 godzin	72 godziny
Odłączenie od drenu	Nie	Tak, w porcie
Rozmiar igły	G27 i G29	G27
Długość igły / kaniuli	6, 8 i 10 mm	13 i 17 mm
Długość drenu	60, 80 mm	30, 60 mm
Przylepiec mocujący	Wbudowany	Wbudowany
Wypełnienie drenu	60 cm - 0.10 ml 80 cm - 0.13 ml	30 cm - 0.05 ml 60 cm - 0.10 ml



Zestawy infuzyjne neria® zostały stworzone, aby ułatwić personelowi medycznemu i pacjentom podawanie leków drogą podskórną. Prosta i szybka aplikacja ułatwia pacjentom samodzielne stosowanie zestawów w opiece domowej.



Zestaw infuzyjny neria® soft jest łatwy w aplikacji i komfortowy dla pacjenta, dzięki miękkiej i elastycznej kaniuli. Okienko podglądu pozwala na monitorowanie miejsca wkłucia bez konieczności usuwania zestawu.

## Podskórna terapia bólu Wolność wyboru



Przebadane w terapii bólu

# Zestawy infuzyjne neria® soft w terapii bólu

Zestawy infuzyjne neria® i neria® soft zostały stworzone i przetestowane w podskórnej infuzji leków, w tym opioidowych, są dostępne z igłą oraz miękką kaniulą<sup>1,2</sup>.

Zestawy infuzyjne neria® soft charakteryzują się wysoką jakością oraz kompatybilnością z lekami stosowanymi w określonych terapiach. Produkty neria® soft spełniają najważniejsze oczekiwania personelu medycznego oraz pacjentów – są proste i wygodne w użyciu, elastyczne i bezpieczne w podskórnej terapii bólu.

Badania kliniczne pokazują, że zestawy infuzyjne neria® soft pomagają zmniejszać ból związany z wprowadzaniem igły oraz redukują fobie igłowe<sup>3,4</sup>.

Stworzone i przebadane w podskórnej infuzji leków.

# Zestawy infuzyjne neria® soft to:

## Bezpieczeństwo

- zaprojektowane do podskórnego podawania leków
- przebadane pod kątem zgodności we wskazanych terapiach<sup>1,2</sup>
- wbudowany przylepiec zabezpiecza miejsce wkłucia
- wytrzymały dren o niskiej utracie leku w drenie<sup>3</sup>
- przezroczyste okienko pozwala kontrolować miejsce wkłucia

## Komfort

- cienka igła pomaga redukować ból w czasie aplikacji<sup>3</sup>
- igła wprowadzająca nie pozostaje w miejscu wkłucia
- wprowadzona kaniula jest miękka, elastyczna i prawie niewyczuwalna
- przyjazny dla skóry przylepiec nie powoduje podrażnień

## Wygoda

- możliwość odłączenia drenu od portu
- kąt wkłucia od 20 do 45 stopni
- końcówka luer-lock pasuje do większości pomp i strzykawk

## Łatwość użytkowania

- bezproblemowa aplikacja
- dołączony do portu przylepiec mocujący, eliminuje potrzebę użycia dodatkowego opatrunku

1. Drug Compatibility Study of Three Infusion Devices with Morphine Sulfate, version 1.4, IKFE 10006, September 2, 2011, Data on File. Unomedical. 2. Drug Compatibility Study of Three Infusion Devices with Hydromorphone Hydrochloride, version 1.4, IKFE 10006, September 2, 2011, Data on File. Unomedical. 3. Chan G.C.F., Ng D.M.W. et al, Comparison of Subcutaneous Infusion Needles for Transfusion-Dependent Thalassemia Patients by the Intrapersonal Cross-Over Assessment Model, Am.J.Hematol,76;398-404. 4. Parsons J. Infusion line preferences of patients prescribed apomorphine for complex Parkinson's disease. British Journal of Neuroscience Nursing, December 2009, Vol.5 No 12.